



LT

PRIEŠ NAUDODAMI „MULTI-GYN“ KOMPRESUS PERSKAITYKITE ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ IR PASILIKITE JĄ, JEI VĒL PRIREIKTŲ JĄ PERSKAITYTI.

„MULTI-GYN“ KOMPRESAI IŠORINIŲ LYTINIŲ ORGANŲ SRITIES PRIEŽIŪRAI

- Raminamas poveikis jautriai odai po gimdymo
- Palaiko gerą odos būklę
- Išskirtinai švelnus, apsaugantis kompresas
- Idealiai tinka naudoti po gimdymo

PASKIRTIS

Išorinių lytinių organų (vulvos ir lytinių lūpų), makšties ir išangės išorinės srities priežiūrai. Malšina padidėjusį jautrumą ir palaiko gerą odos būklę. Idealiai tinka naudoti po gimdymo.

„MULTI-GYN“ KOMPRESŲ VEIKIMO BŪDAS

„Multi-Gyn“ kompresai ramina jautrią lytinių organų srities odą ir palaiko gerą jos būklę. Idealiai tinka naudoti po gimdymo. Kiekvienas kompresas yra impregnuotas geliu. Šis gelis pagrįstas patentuotu ZQR kompleksu. Kompresas uždedamas ant lytinių organų srities, kurioje jis suformuoja švelnią apsauginę plėvelę. Kompreso išorė yra laminuota. Gelis netepa apatinių drabužių.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Atidarykite paketėlį, išskleiskite kompresą ir uždėkite jį ant jautrios vietos geliu impregnuota puse. Laikykite kompresą tiek laiko, kiek norite, bet ne trumpiau kaip 10 minučių. Norėdami užtikrinti, kad kompresas liktų savo vietoje, mūvėkite aptemptas apatines kelnaites. Naudokite naują kompresą du kartus per parą tol, kol problemos neliks. Kompresas skirtas tik vienkartiniam naudojimui. Panaudoję kompresą, jį išmeskite dėl higienos priežasčių. Laikykite 10–25 °C temperatūroje.

„MULTI-GYN“ KOMPRESŲ PAGRINDĄ SUDARO NATŪRALIOS MEDŽIAGOS

„Multi-Gyn“ kompresuose esantis gelis pagrįstas natūraliomis medžiagomis ir turi ZQR kompleksą. Sudėtyje nėra kvapiųjų medžiagų, hormonų ir gyvūninės kilmės medžiagų.

INGREDIENTS

Aloe Barbadensis Leaf Polysaccharides, Aqua, Butylene glycol, Glycerin, Citric Acid, Laureth-9, Oleth-20, Xanthan Gum, Sodium hydroxide, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Caprylyl Glycol, Allantoin, Aluminium hydroxide, Escin.

Pagrindinė aktyvioji sudedamoji dalis – ZQR kompleksas su patentuotais biologiškai aktyviais polisacharidais, išskirtais iš tikrojo alavijo (*Aloe Barbadensis*) lapų ekstrakto.

NĖŠTUMAS IR ŽINDYMAS

Nėra žinomų kontraindikacijų naudojant „Multi-Gyn“ kompresus nėštumo ir žindymo metu.

EE

MULTI-GYN® KOMPRESSID

ENNE MULTI-GYN KOMPRESSIDE KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT INFOLEHTE. HOIDKE INFOLEHT ALLES, ET SEDA VAJADUSEL UUESTI LUGEDA.

MULTI-GYN KOMPRESSID VÄLISE INTIIMPIIRKONNA HOOLDUSEKS

- Rahustav toime tundlikule nahale pärast sünnitust
- Toetab naha loomulikku paranemisprotsessi
- Unikaalne pehme kaitsev kompress
- Ideaalne kasutamiseks pärast sünnitust

KASUTAMINE

Välispidiseks intiimhoolduseks vulval, häbememokkadel, tupe- ja päraku piirkonnas. Rahustab tundlikkust ja toetab naha loomulikku paranemisprotsessi. Ideaalne kasutamiseks pärast sünnitust.

KUIDAS MULTI-GYN KOMPRESSID TÖÖTAVAD

Multi-Gyn kompressid rahustavad tundlikku nahka intiimpiirkonnas ja toetavad paranemist. Ideaalne kasutamiseks pärast sünnitust. Iga kompress on immutatud geeliga. See looduslik geel põhineb patenteeritud ZQR-kompleksil. Kompress asetatakse intiimpiirkonnale, kus see moodustab pehme kaitstva padja ning loob optimaalse keskkonna loomulikuks paranemise protsessiks. Kompresi välispind on lamineeritud. Geel ei määri aluspesu.

KASUTAMISE JUHEND

Avage pakend, voltige pakendis olev kompress lahti ja asetage selle läbiimmutatud külge kahjustatud piirkonnale. Hoidke kompress sellel kohal vastavalt vajadusele, kuid vähemalt 10 minutit. Kompresi paigalpüsimise kindlustamiseks on soovitatav kanda tihedalt liibuvat aluspesu. Kasutage värsket kompressi vähemalt kaks korda päevas, kuni probleemid on leevenenud. Kompres on ühekordseks kasutamiseks. Pärast kompressi eemaldamist utiliseerige see hügieeni eesmärgil. Hoida temperatuuril 10°C kuni 25°C.

MULTI-GYN KOMPRESSID PÕHINEVAD LOODUSLIKEL KOOSTISAINETEL

Multi-Gyn kompressid põhinevad looduslikel koostisainetel ja sisaldavad ZQR-kompleksi. Ei sisalda lõhnaaineid, hormone ega loomse päritoluga koostisaineid.

INGREDIENTS:

Aloe Barbadensis Leaf Polysaccharides, Aqua, 1,3-Butylene glycol, Glycerin, Citric Acid, Laureth-9, Oleth-20, Xanthan Gum, Sodium hydroxide, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Caprylyl Glycol, Allantoin, Aluminium hydroxide, Escin

Peamine aktiivne koostisaine ZQR-kompleks: patenteeritud bio-aktiivsed polisahhariidid Aloe Barbadensise lehtede ekstraktist.

RASEDUS JA IMETAMINE

Ei ole teadaolevaid vastunäidustusi Multi-Gyn kompresside kasutamiseks raseduse ja imetamise ajal.

MULTI-GYN® KOMPRESĒS**PIRMS MULTI-GYN LIETOŠANAS IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU.****MULTI-GYN KOMPRESĒS ĀRĒJO INTĪMO ZONU APRŪPEI.**

- Normierinoša iedarbība uz jutīgu ādu pēc dzemdībām
- Veicina dabīgo ādas dzīšanas procesu
- Īpaši mīksta, aizsargzību nodrošinoša komprese
- Ideāli piemērots lietošanai pēc dzemdībām

INDIKĀCIJA

Ārējo dzimumorgānu un kaunuma lūpu, maksts un anālās zonas intīmai kopšanai. Normierina jutīgumu un veicina ādas dabisko dzīšanas procesu. Ideāli piemērots lietošanai pēc dzemdībām.

KĀ DARBOJAS MULTI-GYN KOMPRESĒS

Multi-Gyn kompreses normierina jutīgo ādu intīmajā zonā un veicina tās dzīšanu. Ideāli piemērots lietošanai pēc dzemdībām. Katra komprese ir piesūcināta ar gelu. Šī dabīgā gela pamatā ir patentēts 2QR komplekss. Komprese tiek lietota intīmajās zonās, kur tā veido mīkstu aizsargslāni un palīdz radīt optimālus apstākļus dabiskam dzīšanas procesam. Ārējā kompreses daļa ir laminēta. Gels nekrāso apakšveļu.

LIETOŠANA

Atveriet paciņu, izņemiet kompresi un ievietojiet ar gelu piesūcināto pusi skartajā zonā. Atstājiet kompresi vismaz uz 10 minūtēm un tik ilgi, cik vēlaties. Lai nodrošinātu, ka komprese nenoslīd no skartās vietas, valkājiet cieši pieguļošu apakšveļu. Izmantojiet svaigu kompresi divas reizes dienā līdz stāvoklis stabilizējās. Komprese ir paredzēta tikai vienreizējai lietošanai. Pēc lietošanas higiēnisku apsvērumu dēļ izmetiet kompresi. Uzglabāt 10° -25° C temperatūrā.

Multi-Gyn kompreses satur dabiskas izcelsmes sastāvdaļas. Gēla sastāvā ir dabiskas izcelsmes sastāvdaļas un tās satur 2QR kompleksu. Tām nav smaržas, tās nesatur hormonus un dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas.

SASTĀVDAĻAS

Aloe Barbadensis lapu polisaharīdi, ūdens, 1,3-butilēnglikols, Glicerīns, citronskābe, Laureth-9, Oleth-20, ksantāna sveķi, nātrijs hidroksīds, kālija sorbāts, nātrija benzoāts, kaprīlilglikols, alantoīns, alumīnija hidroksīds, escīns. Galvenā aktīvā sastāvdaļa 2QR komplekss: patentēts bioaktīvs polisaharīdi, kas attīrīti no *Aloe Barbadensis* lapu ekstrakta.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nav zināmu kontrindikāciju Multi-Gyn kompreses lietošanai grūtniecība un barošanas ar krūti laikā.

